

CHOISIR UN DÉSINFECTANT POUR LE CABINET

le **sfc**d vous aide

mise à jour du 08/10/2021!

QUELLES CLASSES DOIT-ON RESPECTER ?

- Les classes utilisables pour les Dispositifs Médicaux :
- II A pour surfaces
 - II B pour surfaces, instrumentation et dispositifs invasifs

Les classes TP 2 et 4 sont inadaptées pour les surfaces du cabinet

DÉTERGENT / DÉSINFECTANT

Le nettoyage avec un détergent doit précéder la désinfection : soit mon produit est détergent aussi, soit il faut en utiliser un au préalable.

Bien lire l'étiquette et la fiche technique au besoin !

NORMES : elle doivent correspondre à l'utilisation


SURFACES

EN 13697
EN 16777
EN 14476



INSTRUMENTS

EN 14561
EN 14562
EN 14563 EN 17111



LINGETTES

EN 16615



Privilégier ces normes vous assure d'une haute performance de désinfection et il faut respecter les protocoles du fabricant (temps de pose, nombre de pulvérisation au m²...)



INFLAMMABLE



GANTS



CORROSIF



LUNETTES



TOXIQUE



MASQUE À GAZ (ET OUI...)



MUTAGÈNE, CANCÉRIGÈNE

J'évite au maximum les pictogrammes ci dessus (NDLR il existe des produits sans) et en cas de présence adapter l'équipement pour manipuler ces produits.

- Biguanide : CMR (Cancérogène Mutagène et Reprotoxique)
- Aldéhydes : irritants et sensibilisants
- Phénols : CMR
- Alcool : irritant respiratoire

Je fuis les composés toxiques pour la santé de mon équipe